

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Orteză toracică pentru corectarea posturii

DESCRIERE

Orteza toracică pentru corectarea posturii asigură o postură corectă și sănătoasă. Efectele pozitive sunt:

- Postură verticală
- Poziție înaltă și corectă a capului
- Pieptul deschis
- Un limbaj al corpului calm și încrezut în sine



UTILIZARE

Reglați orteza toracică prin ajustarea lungimii curelelor și cu ajutorul benzilor adezive.



Reglați curelele de umăr la înălțimea dvs. [1] și aranjați orteza toracică pe corp.

Închideți centura autoadezivă din jurul brâului [2] astfel încât să nu creeze disconfort, dar să vă încurajeze să rămâneți în poziție verticală.

Puteți ajusta curelele suplimentare de pe orteza toracică cu ajutorul benzilor adezive de pe partea laterală [3]

ATENȚIE

În cazul prezenței traumelor a cutiei toracice, a umărului sau a altor traume ale corpului de la gât până la talie, nu utilizați orteza toracică fără a vă consulta cu medicul specialist!

Nu strângeți prea mult centurile, astfel încât să nu îngreunați respirația.

Spălați orteza toracică manual, în apă caldă și cu un detergent slab. Uscați în aer liber.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

