

ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО

EMS ТРЕНАЖОР ЗА БЕДРА



КОМПОНЕНТИ

Дистанционно за управление
Основно устройство
Подложка за бедра

ВКЛЮЧВА

USB кабел
1x кръгла батерия

ФУНКЦИИ НА ДИСТАНЦИОННОТО

Горен бутон: Увеличава интензивността
Среден бутон: Режим
Долен бутон: Намалява интензивността

ФУНКЦИИ НА ОСНОВНО УСТРОЙСТВО

Среден бутон: ВКЛ/ИЗКЛ

НАЧИН НА РАБОТА

Поставете основното устройство върху подложката за бедра. Ако е поставено правилно,

Вие ще чуете клик. Натиснете бутона ON/OFF. Когато устройството е включено ще се появи червена светлина. **Ако не поставите подложката на бедрата си в рамките на 5 секунди, устройството автоматично ще се. Натиснете бутона за да го включите.**

Когато подложката за бедра е настроена, Вие ще почувствате местно убождане (лека болка). Интензивността на работата може да бъде зададена на 10 различни нива. Преди първоначална употреба настроите интензивността на минимална и след регулярно използване, повишете интензивността.

Устройството ще се изключи автоматично след 15 минути. Когато приключите със сесията си, отстранете устройството от подложката и го приберете обратно в кутията.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕГЛО	Около 58гр (устройство и дистанционно)
РАЗМЕР	Ф45мм(устройство), 37x75мм(дистанционно)
ВИД БАТЕРИЯ	Кръгла батерия CR2032
ЗАХРАНВАНЕ	Макс 54V
НАПРЕЖЕНИЕ	0-45MA
ПРЕПОРЪЧАНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА РАБОТА	15-35°

НАРЪЧНИК ЗА УПРАЖНЕНИЯ

Режим	Време (мин)	Интензивност	Сесии
M1	15	Ниска	1
M2 and M3	15	Висока	3
M4	15	Средна	2
M5	15	Висока	3
M6	15	Средна	2

Инструкции преди употреба:

Никога не използвайте тренажора за бедра при болка или раздразнена кожа.

Не използвайте това устройство заедно с други електрически устройства, тъй като това може да доведе до токов удар.

Не оставяйте устройството на директна слънчева светлина.

Не дръжте устройството на места с висока влажност.

Не използвайте продукта по време на тренировка или шофиране.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 12 месеца и Вие можете да я използвате при продавача (нас) чрез данните за контакт в долния десен ъгъл. За да подадете гаранционно искане, моля изпратете ни номера и датата на поръчката.

