

## ИНСТРУКЦИИ

### ПИСТОЛЕТ ЗА МАСАЖ WORKIT

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Пистолет за масаж
- Зарядно
- 4 × масажирани глави
- Потребителско ръководство

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрежение: 110–240 V DC 50/60 Hz
- Капацитет на батерия: 2000 mAh
- Време за работа: 2–3 ч
- Материал: ABS, силикон
- Тегло: 1.5 кг



#### КОМПОНЕНТИ



1. Индикаторна светлина за интензивност
2. Бутон за вкл/изкл
3. Вход за зареждане
4. Глава за масажирание на прешлени
5. Голяма глава за масажирание на мускули
6. Основна глава за масажирание
7. Глава за масажирание на стави

#### ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

- За да заредите пистолета за масажирание, свържете единия край на кабела за зареждане към електрически контакт, а другия към входа за зареждане на пистолета за масаж.

- Индикаторната светлина на зарядното ще светне в червено при зареждане.
- Зареждайте устройството поне 3 часа преди първоначална употреба.
- Изключете уреда от контакта, когато е напълно зареден.

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Пистолетът за масаж се използва за да отпусне мускулите ви след упражнение, или да облекчи болките от умора и схващане.

- Включете пистолета за масаж чрез бутона ВКЛ/ИЗКЛ (2).
- Пистолетът започва от най-ниската интензивност. Има 6 нива на интензивност: ниво 1 (2100 rpm), ниво 2 (2400 rpm), ниво 3 (2700 rpm), ниво 4 (3000 rpm), ниво 5 (3300 rpm), ниво 6 (3600 rpm).
- Продължете да натискате бутона ВКЛ/ИЗКЛ за да преминете през нивата на интензивност. Устройството се изключва когато достигнете до ниво 6 и натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ отново.
- Светлините в задната част на пистолета за масаж показват нивото на интензивност.
- Изберете най-комфортната настройка за вас. Експериментирайте с увеличението на интензивността след като свикнете с работата на устройството.

- Смяната на главата за масаж е лесна: просто издърпайте главата от устройството и я заменете с друга.
- Различните глави за масаж се използват за различни части от тялото.
- Масажиращата глава с U форма се използва за масаж на прешлени и зоната около врата.
- Голямата кръгла глава (5) се използва за масажирание на по-големите мускули.
- Малката плоска глава (6) се използва за основен масаж, като може да се прилага върху всички мускули.
- Малката кръгла глава (7) се използва за масажирание на стави.
- Използвайте масажора върху мускулите си в рамките на 20 - 30 секунди, до три пъти с почивки между сериите, за най-добри резултати. Посоката на главата за масажирание трябва да бъде надолу.

## ПОДДРЪЖКА

- Изтрийте главата за масажирание с навлажнена кърпа след всяка употреба.
- Използвайте навлажнен парцал или кърпа за да почистите устройството, като след това го подсушете със сух парцал. Уверете се, че никаква вода няма да попадне в устройството.
- Изключете след употреба.
- Не използвайте уреда повече от един час наведнъж.
- Съхранявайте в оригиналната кутия.

- Дръжте далеч от вода и топлина.

## ВНИМАНИЕ

- Устройството не трябва да бъде използвано от деца или от лица, с намалени физически или умствени способности.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Изключете зарядното от контакта, когато уреда не се зарежда.
- Не използвайте устройството при контузия, или ако имате медицинско състояние.
- Не използвайте устройството поне 90 дни след операция, тъй като това носи риск от нараняване. Консултирайте се с доктор за последваща употреба.
- Не използвайте устройството веднага ако изпитвате болка или дискомфорт.
- Използвайте само върху мускули. Не използвайте върху пръсти, кости, глава или лице поради риск от нараняване.
- Не закривайте отвора за въздух в задната част на устройството. Това може да причини прегряване.
- Лекото наболяване след употреба е нормално. Ако изпитвате сериозни натъртвания, дискомфорт или болка, спрете да използвате устройството.
- Избягвайте използването върху зони с малко или никаква мускулна тъкан.

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva ba, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/EC за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	--