

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

EMS HIP TRAINER



KOMPONENTY

Dálkové ovládání
Hlavní zařízení
Podložka kyčle

OBSAHUJE

USB kabel
1x coin baterie

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Horní tlačítko: Zvýší intenzitu
Prostřední tlačítko: Režim
Dolní tlačítko: Sníží intenzitu

FUNKCE HLAVNÍHO ZAŘÍZENÍ

Střední tlačítko: Zapnout/Vypnout

INSTRUKCE K OVLÁDÁNÍ

Umístěte hlavní zařízení na bederní podložku. Pokud je umístěno správně, měli byste slyšet

cvaknutí. Stiskněte tlačítko ON / OFF. Když je zařízení zapnuté, zobrazí se červené světlo. Pokud neumístíte bederní podložku na kůži do 5 sekund, zařízení se automaticky vypne. Pro obnovení, stiskněte tlačítko na přístroji. Když je správně nastavena bederní podložka, pocítíte pocit místního bodnutí (mírná bolest). Intenzita podložky může být nastavena na 10 různých úrovních. Před prvním použitím nastavte intenzitu na minimum a při používání pravidelně ji zvyšujte.

Zařízení se po 10 minutách automaticky vypne. Když jste skončili s vaší pořadem, odpojte hlavní zařízení od bederní podložky a vložte ji zpět do krabice.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

VÁHA	Okolo 58g (zariadenie a diaľkový ovládač)	
VELIKOST	Φ45mm(zariadenie), 37x75mm(ovládač)	
TYP BATERIE	Coin battery CR2032	
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	Max 54V	
OUTPUT CURRENT	0-45MA	
DOPORUČENÁ TEPLOTA	15-35°	

OVLÁDANIE REŽIMU CVIČENIA

Režim	Čas (min)	Intenzita	Session
M1	15	Nízka	1
M2 and M3	15	Vysoká	3
M4	15	Střední	2
M5	15	Vysoká	3
M6	15	Střední	2

INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM

Nikdy nepoužívejte zařízení na bolestivou nebo podrážděnou pokožku.

Nepoužívejte toto zařízení s jinými elektronickými zařízeními, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nenechávejte toto zařízení na přímém slunečním záření.

Nenechávejte toto zařízení v místech s vysokou vlhkostí.

Nepoužívejte výrobek během jiné aktivity nebo jízdy.