

SOUČÁSTI VÝROBKU

3x stimulátor
2x samolepicí
podložka na
bicepsy

1x samolepicí
podložka na břišní
svaly



TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- napájení: 6x alkalická baterie AAA,
- 6 režimů provozu,
- frekvence: 1-100 Hz,
- doba provozu: 12 min,
- výstupní napětí: max. 9,8 mA.

APLIKACE

1. Do každého stimulátoru vložíme po 2 AAA bateriích.
2. Stimulátor připevníme na odpovídající podložku.
3. Na podložkách odstraníme ochrannou fólii.
4. Podložky nalepíme na oblast břicha či rukou.

POUŽITÍ

Na výběr máme ze 6 různých režimů, jejichž změnu provedeme tlačítkem PROGRAM. Zvolený program indikuje červené světélko.

Po 12 minutách provozu se stimulátor automaticky vypne.

Ovládání:

- ON/OFF** – zapnutí/vypnutí,
- INC** – zesílení,
- DEC** – zeslabení,
- PROGRAM** – změna programu.



1. Po odstranění ochranné fólie položíme podložku na místo, které chceme stimulovat.
2. Tlačítkem ON zapneme stimulátor.
3. Vybereme režim a přizpůsobíme sílu stimulace.

4. Po 12 minutách provozu se stimulátor automaticky vypne.

5. Zmáčknutím tlačítka OFF stimulaci předčasně ukončíme.

6. Na konci provozu přístroj odepneme a stimulátor oddělíme od podložky.

7. Na podložku opět nalepíme ochrannou fólii.

DŮLEŽITÉ

- Před použitím očistíme a usušíme povrch kůže, na který hodláme podložky nalepit.
- Výrobek na kůži neaplikujeme v již zapnutém stavu.
- Vyhnete se dotyku na lepidlovou stranu podložky, časem dojde k jejímu opotřebení.
- Ze začátku by měl být stimulátor nastaven na nejnižší stupeň provozu.
- Nepotápíme do tekutin.
- V případě, že zařízení delší dobu nepoužíváme, odstraníme z něj baterie.
- Umazanou podložku umyjeme vlhkým hadrem, který nepouští vlákna.
- Skladujeme mimo dosah dětí.
- Nevystavujeme slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
- Výrobek nepoužíváme 30 min po jídle či sprše.