

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EMS Csípő formáló



KOMPONENSEK

Távírányító
Fő készülék
Csípő párna

MELLÉKLET

USB kábel
1x elem

TÁVVEZÉRLŐ FUNKCIÓK

Felső gomb: Intenzitás növelő
Középső gomb: Üzem mód
Alsó gomb: Intenzitás csökkentő

FŐKÉSZÜLÉK FUNKCIÓI

Középső gomb: ON/OFF

MŰKÖDTETÉS

Helyezze a fő eszközt a csípő párnára. Ha helyesen helyezi rá, akkor kattantást fog hallani. Nyomja meg az ON/OFF gombot. Amikor az eszköz be van kapcsolva, piros lámpának kell megjelennie. Ha 5 másodpercen belül nem teszi a párnákat a csípőjére, hogy bőrrel érintkeznek, az eszköz automatikusan kikapcsol. Nyomja meg a főkapcsoló bekapcsoló gombját.

Ha a csípő párna be van állítva, akkor érezhet egy enyhe kis csípést (enyhe fájdalom). A készülék intenzitása tíz különböző szinten állítható be. Az első használat előtt állítsa be az intenzitást a minimumra, és rendszeres használat esetén növelje az intenzitást, ahogy Önnek megfelel.

Az eszköz 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Miután befejezte a formázást, húzza le a fő eszközt a csípő párnáról, és helyezze vissza a dobozba.

MŰSZAKI ADATOK

SÚLY	kb. 58 g (készülék és távírányító)
MÉRET	Φ45mm (eszköz), 37x75mm (távírányító)
ELEM TÍPUSA	CR2032 elem
AKKUMULÁTOR TÍPUS	Max 54V
OUTPUT CURRENT	0-45MA
A KÖRNYEZET JAVASOLT HŐMÉRSÉKLETE	15-35°

FELÜGYELETI ÜZEMMÓD

MÓD	Idő (perc)	Intenzitás	Munkamenet
M1	15	Alacsony	1
M2 és M3	15	Magas	3
M4	15	Közepes	2
M5	15	Magas	3
M6	15	Közepes	2

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Soha ne használja a csípő formálót fájdalmas vagy irritált bőrön.

Ne használja ezt a készüléket más elektronikus készülékekkel, különben áramütést okozhat.

Ne hagyja ezt a készüléket közvetlen napfénynek kitéve.

Ne tárolja ezt a készüléket magas nedvességtartalmú helyen.

Ne használja a terméket edzés vagy vezeték közben.