

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WORKIT MASSZÁZSPISZTOLY

CSOMAG TARTALMA

- Masszázsasztoly
- Töltő
- 4 × masszázsfaj
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Névleges feszültség: 110–240 V DC 50/60 Hz
- Az elem kapacitása: 2000 mAh
- Működési idő: 2–3 óra
- Anyag: ABS, szilikon
- Súly: 1,5 kg



KOMPONENSEK



1. Intenzitás jelzőfények
2. ON/OFF gomb
3. Töltőport
4. Csigolyamasszázsfaj
5. Nagy izommasszázsfaj
6. Általános masszázsfaj
7. Ízületi masszázsfaj

TÖLTÉS

- A masszázspisztoly feltöltéséhez csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel egyik végét az elektromos csatlakozóaljzathoz, a másik végét pedig a masszázspisztoly töltőportjához.

- A töltő jelzőfények töltés közben pirosra vált.
- Az első használat előtt legalább 3 órán keresztül töltsa a készüléket.
- Ha a készülék teljesen fel van töltve, húzza ki a töltőből.

HASZNÁLAT

A masszázspisztoly az izmok ellazítására edzés után vagy a görcsök és fáradtság okozta fájdalmak enyhítésére szolgál.

- Kapcsolja be a masszázspisztolyt az ON / OFF gombbal (2).
- A pisztoly az első intenzitási szintről indul. 6 intenzitási szint létezik: 1. szint (2100 ford/perc), 2. szint (2400 ford/perc), 3. szint (2700 ford/perc), 4. szint (3000 ford/perc), 5. szint (3300 ford/perc), 6. szint (3600 ford/perc).
- Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot az intenzitási szintek közötti váltáshoz. A készülék kikapcsol, amikor eléri a 6. szintet, és nyomja meg újra az ON/OFF gombot.
- A masszázspisztoly hátulján lévő fények jelzik az intenzitás szintjét.
- Válassza ki az Ön számára legkényelmesebb beállítást. Kísérletezzen az intenzitás növelésével amikor megszokja a készülék működését.
- A masszázsfaj cseréje egyszerű: csak húzza ki a fejet a készülékből és cserélje ki egy másikra.
- Különböző masszázsfajok használhatók a test különböző részeihez.

- Az U alakú masszázsfaj a csigolya és a nyak területének masszírozására szolgál.
- A nagy kerek habfej (5) nagy izomcsoportok masszírozására szolgál.
- A kis lapos fej (6) általános masszírozásra szolgál és minden izom masszírozására alkalmazható.
- A kis lekerekített fej (7) az ízületek masszírozására szolgál.
- Használja a masszírozót az izmokon 20-30 másodperces törésekben munkamenetenként legfeljebb háromszor. A törések között tartson szünetet a legjobb eredmények érdekében. A masszázs iránya lefelé legyen.

KARBANTARTÁS

- Minden használat után törölje meg a masszázsfejeket nedves ruhával.
- Nedves ruhával vagy törülközővel tisztítsa meg a készüléket, majd utána törölje meg egy tiszta, száraz ruhával. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- Használat után kapcsolja ki.
- Ne használja folyamatosan egy óránál tovább.
- Az eredeti dobozban tárolja.
- Tartsa távol a víztől és a hőtől.

FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket nem használhatják gyerekek vagy csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek.

- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa.
- Ha nem tölti a készüléket, húzza ki a töltőt a falból.
- Ne használja a készüléket, ha sérült vagy bármilyen egészségügyi nehézsége van.
- Sérülésveszély miatt ne használja a készüléket műtét után legalább 90 napig. A további használatról konzultáljon orvosával.
- Ha fájdalmat vagy kényelmetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- Csak izmokon használja. Ne használja az ujjain, csontjain, fején vagy arcán a sérülések veszélye miatt.
- Ne zárja le a szellőzőnyílást a készülék hátoldalán. Ez a készülék túlmelegedését okozhatja.
- Használat után a könnyű véraláfutás normál megjelenés. Ha súlyos zúzódásokat, kényelmetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, hagyja abba a készülék használatát.
- Kerülje a készülék használatát olyan területeken, ahol alig van vagy egyáltalán nincs izomszövet.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban

található logóinkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 /EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
--	---