

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

IZOMSTIMULÁLO SZETT

KOMPONENSEK

3x Stimulátor

2x Öntapadós párna bicepszre

1x Öntapadós párna hasi izmokra



TECHNIKAI ADATOK

- Tápellátás: 6x AAA alkáli elem
- 6 üzemmód
- Frekvencia: 1-100 Hz
- Üzemidő: 12 perc
- Kimeneti feszültség: max. 9,8 mA

TELEPÍTÉS

1. Nyissa ki az akkumulátorfedelelet, és helyezzen be 2 AAA elemet mindegyik stimulátorba.
2. Csatlakoztassa a stimulátort a megfelelő párnára.
3. Távolítsa el a párna védőburkolatát.
4. Helyezze a párnát a stimulátorral a has vagy a kar területére.

HASZNÁLAT

6 üzemmód közül választhat. A stimulátor automatikusan kikapcsol 12 perc után. A programokat a PROGRAM gomb megnyomásával módosíthatja

A piros fény a választott programot jelzi.



ON/OFF – bekapcsolás/ kikapcsolás

INC – Erősség növelése

DEC – Erősség csökkentése

PROGRAM – a program kiválasztása



1. Távolítsa el a védőfóliát a stimulátorról, majd helyezze a gél párnát a test kívánt területeire.
2. Nyomja meg az ON gombot a stimulátor aktiválásához.
3. Válassza ki a stimulációs módot, és állítsa be az intenzitás szintjét.
4. A stimulátor 12 percig működik, majd automatikusan kikapcsol.
5. Nyomja meg az OFF gombot, ha az edzést idő előtt be akarja fejezni.
6. Használat után engedje/szabídtsa fel a stimulátort, és vállassza szét a párnától.
7. Helyezze vissza a védőfóliát a párnákra.

FONTOS INFORMÁCIÓK

- Használat előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a bőrfelületet, ahol a tapaszt használni fogja.
- Ne csatlakoztassa a terméket a bőrre, ha "bekapcsolt állapotban van".
- Ne érintse meg a tapaszok ragadós oldalát, hiszen előbb tapadatlanná válnak.
- Indítsa el a stimulátort a legalacsonyabb intenzitással.
- Ne rakja a készüléket folyadékba.
- Ha a tapasz piszkos, tisztítsa meg nedves ruhával, valamint papírtörülővel, amely nyomot hagy.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- A készüléket ne hagyja napon vagy magas hőmérsékleten.
- Kerülje a stimulátor használatát 0 perccel étkezés vagy zuhanyzás után.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket és tárolja külön.