

STYMULATOR MIĘŚNI POŚLADKÓW



ZESTAW

- Pilot
- Główne urządzenie
- Hip pad
- Kabel USB
- 1 x bateria guzikowa

FUNKCJE PILOTU

- Górny guzik:** zwiększanie intensywności
- Średni guzik:** tryb
- Dolny guzik:** zmniejszenie intensywności

GLÓWNE FUNKCJE URZĄDZENIA

- Średni guzik:** ON/OFF

JAK KORZYSTAC Z URZĄDZENIA

Umieść główne urządzenie na pośladki. Jeśli zostanie umieszczone poprawnie, usłyszysz kliknięcie. Naciśnij guzik ON/OFF. Gdy urządzenie jest włączone, powinno pojawić się czerwone światło. Jeśli w ciągu 5 sekund nie postawi się sprzęt na skórze, urządzenie automatycznie się wyłączy.

Po ustawieniu poduszki biodrowej poczujesz miejscowe użądlenie (łagodny ból). Intensywność można ustawić na 10 różnych poziomów. Przed pierwszym użyciem ustaw intensywność na minimum, a podczas korzystania z niego zwiększ intensywność, jak tylko chcesz.

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach. Po zakończeniu sesji odłącz główne urządzenie od pośladków i włóż go z powrotem do pudełka.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ciężar	Koło 58g (główne urządzenie i pilot)
Rozmiar	Φ 45mm (główne urządzenie), 37x75mm (pilot)
Typ baterii	Bateria guzikowa CR2032
Napięcie wyjściowe	Max 54
Prąd wyjściowy	0-45MA
Sugerowana temperatura otoczenia	15-35°

INSTRUKCJA TRYBU ĆWICZEŃ

TRYB	CZAS (min)	INTENSYWNOŚĆ	SESJA
M1	15	Low	1
M2 and M3	15	High	3
M4	15	Middle	2
M5	15	High	3
M6	15	Middle	2

INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

Nigdy nie używaj urządzenia na bolesnej lub podrażnionej skórze.

Nie używaj tego urządzenia z innymi elektronicznymi urządzeniami, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie przechowuj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności.

Nie używaj produktu podczas ćwiczeń lub jazdy.