

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### PISTOLET DO MASAŻU WORKIT

#### KOMPONENTY

- Pistolet do masażu
- Ładowarka
- 4 × wymienna głowica masująca
- Instrukcja obsługi

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie znamionowe: 110–240 V DC 50/60 Hz
- Wydajność akumulatora: 2000 mAh
- Czas pracy: 2–3 h
- Materiał: ABS, silikon
- Waga: 1,5 kg



#### KOMPONENTY



1. Kontrolki wskazujące intensywność
2. Przycisk ON/OFF
3. Port ładowania
4. Głowica rozwidlona - do kręgów kręgosłupa
5. Głowica kulista standardowa - odpowiednia dla wszystkich grup mięśni
6. Głowica płaska - do miejsc wrażliwych i kostnych
7. Głowica stożkowa - do masażu stawów

#### ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Aby naładować pistolet do masażu, należy podłączyć jeden koniec dołączonego kabla ładującego do gniazdka elektrycznego, a drugi koniec do portu ładowania na pistolecie do masażu.

- Podczas ładowania lampka kontrolna na ładowarce zmieni kolor na czerwony.
- Urządzenie należy ładować przez co najmniej 3 godziny przed pierwszym użyciem.
- Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, należy odłączyć je od ładowarki.

#### SPOSÓB UŻYWANIA

Pistolet do masażu służy do rozluźnienia mięśni po ćwiczeniach lub złagodzenia bólu po skurczach i zmęczeniu.

- Włączyć pistolet do masażu za pomocą przycisku ON/OFF (2).
- Pistolet uruchamia się na pierwszym poziomie intensywności. Istnieje 6 poziomów intensywności: poziom 1 (2100 obr/min), poziom 2 (2400 obr/min), poziom 3 (2700 obr/min), poziom 4 (3000 obr/min), poziom 5 (3300 obr/min), poziom 6 (3600 obr/min).
- Naciskaj przycisk ON/OFF, aby przejść przez poziome intensywności. Urządzenie wyłączy się po osiągnięciu poziomu 6. Aby ponownie uruchomić, należy ponownie nacisnąć przycisk ON/OFF.
- Kontrolki na tylnej części pistoletu do masażu wskazują poziom intensywności.
- Wybierz najwygodniejsze dla Ciebie ustawienie intensywności masażu. Po przyzwyczajeniu się do działania urządzenia należy przetestować działanie urządzenia zwiększając jego intensywność.

- Zmiana głowicy do masażu jest prosta: wystarczy wyciągnąć głowicę z urządzenia i zastąpić ją inną.
- Różne głowice do masażu są używane do różnych części ciała.
- Głowica rozwidlona (4) służy do masażu kręgow i obszaru szyi.
- Głowica kulista standardowa (5) służy do masowania dużych grup mięśni.
- Głowica płaska (6) służy do ogólnego masażu i może być stosowana na wszystkie mięśnie.
- Głowica stożkowa (7) służy do masowania stawów.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać pistolet na mięśnie w 20-30 sekundowych odstępach czasu do trzech razy na sesję, z przerwami między impulsami. Kierunek masażu powinien być w dół.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Po każdym użyciu przetrzeć głowice do masażu wilgotną ściereczką.
- Do czyszczenia urządzenia należy użyć wilgotnej szmatki lub ręcznika, a następnie przetrzeć je czystą, suchą szmatką. Upewnić się, że do urządzenia nie dostanie się woda.
- Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć urządzenie.

- Nie należy używać urządzenia nieprzerwanie przez więcej niż jedną godzinę.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać z dala od wody i ciepła.

## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych.
- Nie należy w żaden sposób demontować i modyfikować urządzenia.
- Gdy ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ją od gniazda zasilającego.
- Nie należy używać urządzenia w przypadku zranienia lub jakichkolwiek chorób.
- Nie należy używać urządzenia przez co najmniej 90 dni po jakiegokolwiek operacji, ze względu na ryzyko urazu. Skonsultuj się z lekarzem w sprawie dalszego użytkowania.
- W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
- Używać tylko na mięśniach. Nie używać na palcach, kościach, głowie lub twarzy z powodu ryzyka urazu.
- Nie należy zamykać otworu wentylacyjnego z tyłu urządzenia. Może to spowodować przegrzanie urządzenia.
- Lekkie stłuczenia są normalne po użyciu. W przypadku silnych siniaków, dyskomfortu lub bólu należy zaprzestać używania urządzenia.

- Unikać używania w miejscach, w których występuje niewielka ilość tkanki mięśniowej lub jej brak.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE

Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.