

Aparat de fitness pentru șolduri



COMPONENTE

Telecomandă

Dispozitivul pentru electrostimulare (unitatea centrală)

Unitatea adezivă cu electrozi

INCLUS

Cablul USB

1x baterie

FUNCTIILE TELECOMENZII

Butonul superior: Creșterea intensității**Butonul mijlociu:** Mod**Butonul inferior:** Reducerea intensității

FUNCTIILE DE BAZĂ ALE DISPOZITIVULUI

Buton mijlociu ON/OFF (pornire / oprire)

UTILIZARE

Conectați unitatea centrală la unitatea adezivă cu electrozi, la cuplare trebuie să se audă un clic. Apăsăți pe butonul ON/OFF. Când aparatul este pornit, trebuie să apară o lumină roșie. **Dacă unitatea adezivă cu electrozi nu este lipită de piele dispozitivul se va opri automat în 5 secunde.**

Când dispozitivul este pornit trebuie să simțiți o senzație ușoară de înțepătură locală. Intensitatea poate fi setată la alegere din 10 nivele diferite. Înainte de prima utilizare, setați intensitatea la minim apoi ajustați intensitatea după dorință.

Dispozitivul se va opri automat după 15 minute de utilizare. Când ați terminat sesiunea, detașați unitatea principală de la unitatea adezivă cu electrozi și puneți dispozitivul înapoi în cutie.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

GREUTATE	Aproximativ 58g (dispozitiv și telecomandă)
DIMENSIUNE	Φ45mm (dispozitiv), 37x75mm (telecomandă)
TIPUL BATERIEI	Baterie CR2032
TENSIUNE DE IEȘIRE	Max 54V
CURENT DE IEȘIRE	0-45MA
TEMPERATURA MEDIULUI DE UTILIZARE	15-35°
RECOMANDATA	

GHIDUL MODULUI DE EXERCIȚII

Mod	Timp (min)	Intensitate	Ședință
M1	15	Scăzută	1
M2 and M3	15	Înaltă	3
M4	15	Medie	2
M5	15	Înaltă	3
M6	15	Medie	2

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE:

Nu folosiți niciodată dispozitivul pentru electrostimularea mușchilor pe o zonă care provoacă durere sau pe pielea iritată.

Nu utilizați acest dispozitiv împreună cu alte dispozitive electronice, în caz contrar, există riscul de electrocutare.

Nu lăsați dispozitivul expus la lumina directă a soarelui.

Nu țineți dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată.

Nu utilizați produsul în timpul exercițiilor fizice sau în timpul condusului.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.