

## INSTRUCȚIUNI

### PISTOL DE MASAJ WORKIT

#### CONTINUTUL PACHETULUI

- Pistol de masaj
- Încărcător
- 4 x capete de masaj
- Manual de utilizare

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiune nominală: 110–240 V c.c. 50/60 Hz
- Capacitatea bateriei: 2000 mAh
- Timp de lucru: 2-3 ore
- Material: ABS, silicon
- Greutate: 1,5 kg



#### COMPONENTE



1. Indicatoare luminoase de intensitate
2. Buton ON / OFF
3. Port de încărcare
4. Cap de masaj pentru vertebre
5. Cap de masaj pentru muschi mari
6. Cap de masaj general
7. Cap de masaj pentru articulații

#### ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

- Pentru a încărca pistolul de masaj, conectați un capăt al cablului de încărcare inclus la o priză electrică și celălalt capăt la portul de încărcare al pistolului de masaj.

- Un indicator luminos al încărcătorului va deveni roșu la încărcare.
- Încărcați dispozitivul timp de cel puțin 3 ore înainte de prima utilizare.
- Când dispozitivul este complet încărcat, deconectați-l de la încărcător.

#### UTILIZARE

Pistolul de masaj este folosit pentru a vă relaxa mușchii după exerciții sau pentru a ameliora durerea de crampe și oboseală.

- Porniți pistolul de masaj cu butonul ON / OFF (2).
- Pistolul pornește la primul nivel de intensitate. Există 6 niveluri de intensitate: nivelul 1 (2100 rpm), nivelul 2 (2400 rpm), nivelul 3 (2700 rpm), nivelul 4 (3000 rpm), nivelul 5 (3300 rpm), nivelul 6 (3600 rpm).
- Continuați să apăsați butonul ON / OFF pentru a parcurge nivelurile de intensitate. Dispozitivul se oprește când ajungeți la nivelul 6 și apăsați din nou butonul ON / OFF.
- Luminile de pe spatele pistolului de masaj indică nivelul de intensitate.
- Alegeți cea mai confortabilă setare pentru dvs. Experimentați cu creșterea intensității odată ce vă obișnuiți cu funcționarea dispozitivului.
- Schimbarea capului de masaj este ușoară: doar scoateți capul din dispozitiv și înlocuiți-l cu altul.

- Diferite capete de masaj sunt utilizate pentru diferite părți ale corpului.
- Capul de masaj în formă de U este utilizat pentru masarea vertebrelor și a zonei gâtului.
- Capul rotund mare din spumă (5) este utilizat pentru masarea grupelor musculare mari.
- Capul mic și plat (6) este utilizat pentru masarea generală și poate fi utilizat pe toți mușchii.
- Capul mic rotunjit (7) este utilizat pentru masarea articulațiilor.
- Utilizați masajul pe mușchi în rafale de 20-30 de secunde de până la trei ori pe sesiune, cu pauze între rafale pentru cele mai bune rezultate. Direcția de masaj trebuie să fie în jos.

## ÎNTREȚINERE

- Ștergeți capetele de masaj cu o cârpă umedă după fiecare utilizare.
- Folosiți o cârpă umedă sau un prosop pentru a curăța dispozitivul și apoi ștergeți-l cu o cârpă uscată curată după aceea. Asigurați-vă că apa nu pătrunde în dispozitiv.
- Opriți după utilizare.
- Nu utilizați continuu mai mult de o oră la rând.
- A se păstra în cutia originală.
- A se păstra departe de apă și căldură.

## ATENȚIE

- Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii sau persoane cu capacități fizice sau mentale reduse.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- Deconectați încărcătorul de la priză atunci când nu încărcați.
- Nu utilizați dispozitivul dacă sunteți rănit sau aveți afecțiuni medicale.
- Nu utilizați dispozitivul timp de cel puțin 90 de zile după orice intervenție chirurgicală, din cauza riscului de rănire. Consultați-vă medicul cu privire la utilizarea ulterioară.
- Opriți imediat utilizarea dispozitivului dacă aveți dureri sau disconfort.
- A se utiliza numai pe mușchi. Nu utilizați pe degete, oase, cap sau față din cauza riscului de rănire
- Nu închideți orificiul de aerisire din spatele dispozitivului. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea dispozitivului.
- Învinețirea ușoară este normală după utilizare. Dacă aveți vânătăi severe, disconfort sau durere, încetați să utilizați dispozitivul.
- Evitați utilizarea pe zone cu țesut muscular mic sau deloc.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	<p>DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.</p>
--	--