

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aparat de tonifiere a mușchilor

COMPONENTE

3x unități pentru electrostimularea musculară

2x unități adezive cu electrozi pentru electrostimularea bicepsilor

1x unitate adezivă cu electrozi pentru electrostimularea mușchilor abdominali



SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sursă de alimentare: 6x baterii alcaline AAA
- 6 moduri de operare
- Frecvența: 1-100 Hz
- Timpul de funcționare (un ciclu): 12min
- Tensiunea de ieșire: max. 9,8 mA

INSTALARE

1. Deschideți capacul compartimentului cu baterii și introduceți 2 baterii AAA în fiecare stimulator.
2. Atașați stimulatorul la unitatea adezivă cu electrozi corespunzătoare.
3. Îndepărtați pelicula de protecție de pe unitățile cu electrozi.
4. Lipiți electrostimulatorul muscular cu partea adezivă pe zona abdominală sau în zona brațului.

UTILIZARE

Puteți alege între 6 moduri de operare.

Stimulatorul se va opri automat după 12 minute de funcționare.

Puteți schimba programele prin apăsarea butonului PROGRAM.

Lumina roșie indică programul pe care l-ați selectat.



ON/OFF – Pornire / Oprire

INC(+) – Sporii intensitatea

DEC(-) – Reduceți intensitatea

PROGRAM – alegeți programul



1. Îndepărtați folia de protecție de pe unitatea adezivă cu electrozi și lipiți unitatea adezivă cu plăcuțele de gel pe zonele dorite ale corpului.
2. Apăsăți butonul ON pentru a activa stimulatorul.
3. Selectați modul de stimulare și setați nivelul de intensitate.
4. Stimulatorul va funcționa timp de 12 minute și apoi se va opri automat.
5. Apăsăți butonul OFF dacă doriți să întrerupeți antrenamentul înainte de timp.
6. După utilizare, decuplați stimulatorul și separați-l de unitatea adezivă.
7. Puneți folia protectoare înapoi pe unitățile adezive cu electrozi.

IMPORTANT

- Înainte de utilizare, curățați și uscați suprafața pielii unde vor fi utilizate plăcuțele de gel cu electrozi.
- Nu lipiți produsul pe piele atunci când stimulatorul este activ (ON).
- Evitați atingerea plăcuțelor adezive (de gel) pentru a nu deteriora prematur stratul de gel lipicios.
- Porniți stimulatorul la cea mai mică intensitate a acestuia.
- Nu scufundați dispozitivul în lichide.
- Dacă plăcuța adezivă de gel este murdară, curățați-o cu o cârpă umedă care nu lasă urme.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu expuneți aparatul la soare sau la temperaturi ridicate.
- Evitați utilizarea stimulatorului cel puțin 30 de minute după masă sau după duș.
- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.
- Respectați reglementările de mediu în vigoare pentru reciclare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.