

NAVODILA

MASAŽNA PIŠTOLA WORKIT

PACKAGE CONTENTS

- Masažna pištola
- Polnilec
- 4 × masažna glava
- Navodila

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Nazivna napetost: 110–240 V DC 50/60 Hz
- Zmogljivost baterije: 2000 mAh
- Čas delovanja: 2–3 h
- Material: ABS, silikon
- Teža: 1,5 kg



SESTAVNI DELI



1. Lučke za prikaz jakosti
2. Gumb za vklop/izklop
3. Vhod za polnjenje baterije
4. Masažna glava za hrbtenico
5. Masažna glava za masiranje velikih mišic
6. Splošna masažna glava
7. Masažna glava za masiranje sklepov

POLNJENJE NAPRAVE

- Za polnjenje masažne pištole vklopite priloženi polnilec v električno vtičnico, drugi konec pa priključite v masažno pištolo.
- Indikatorska lučka na polnilcu se bo med polnjenjem obarvala rdeče.

- Pred prvo uporabo polnite masažno pištolo vsaj 3 ure.
- Ko je baterija masažne pištole polna jo odklopite iz napajanja.

UPORABA

Masažna pištola je namenjena relaksaciji mišic po telovadbi ali lajšanju bolečin v primeru krčev in utrujenosti.

- Vključite masažno pištolo s pritiskom na gumb za vklop (2).
- Masažna pištola prične z delovanjem na najnižjem jakostnem nivoju. Obstaja 6 nivojev jakosti: nivo 1 (2100 vrt./min), nivo 2 (2400 vrt./min), nivo 3 (2700 vrt./min), nivo 4 (3000 vrt./min), nivo 5 (3300 vrt./min), nivo 6 (3600 vrt./min).
- Za višanje jakosti masažne pištole pritisnite na gumb za vklop/izklop. Ko dosežete nivo 6 pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite napravo.
- Lučke na zadnji strani pištole označujejo nivo delovanja.
- Izberite najbolj primeren nivo za vas. Preizkusite različne nivoje jakosti dokler se ne navadite na delovanje naprave.
- Menjava masažnih glav je enostavna: preprosto izvlecite masažno glavo iz naprave in na njeno mesto namestite drugo masažno glavo.

- Različne masažne glave so namenjene masaži različnih mišičnih skupin in delov telesa.
- Masažna glava v obliki črke U (4) je namenjena masaži hrbtenice in vratu.
- Velika penasta masažna glava (5) je namenjena masaži večjih mišic.
- Majhna ravna masažna glava (6) je namenjena splošni masaži katerihkoli mišic.
- Majhna okrogla masažna glava (7) je namenjena masaži sklepov.
- Da dosežete najboljše rezultate, uporabljajte masažno pištolo v 20–30 sekundnih intervalih. Ponovite do 3x. Smer masiranja naj bo od zgoraj navzdol.

- Ne razstavljajte ali spreminjajte na kakršenkoli način.
- Polnilec izklopite iz električne vtičnice, ko se naprava ne polni.
- Naprave ne uporabljajte, če ste poškodovani ali imate druge zdravstvene težave.
- Naprave ne uporabljajte vsaj 90 dni po kakršnikoli operaciji zaradi nevarnosti poškodb. O nadaljnji uporabi se posvetujte z osebnim zdravnikom.
- Če izkusite nelagodje, nemudoma prenehajte z uporabo.
- Uporabljajte samo za masažo mišic. Ne uporabljajte na kosteh, prstih, obrazu in glavi zaradi nevarnosti poškodb.
- Ne zapirajte zračnika na zadnji strani naprave. To lahko povzroči, da se naprava pregreje
- Ob uporabi naprave lahko nastanejo manjše podplutbe. Če se vam pojavijo hujše podplutbe ali izkusite bolečine, nemudoma prenehajte z uporabo naprave.
- Izognite se uporabi na delih telesa brez mišičnega tkiva.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš

logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	<p>Simbol za odstranjanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	---

VZDRŽEVANJE

- Po vsaki uporabi očistite masažne glave z vlažno krpo.
- Masažno pištolo čistite z vlažno krpo in jo obrišite s čisto in suho krpo. Poskrbite, da v napravo ne vstopi voda ali vlaga.
- Po uporabi vedno izklopite.
- Ne uporabljajte več kot eno uro skupaj.
- Hranite v originalnem pakiranju.
- Hranite stran od vode in vročine.

OPOZORILA

- Naprave naj ne uporabljajo otroci ali osebe z znižanimi telesnimi ali umskimi sposobnostmi.

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.