

NAVODILA

ELEKTRIČNA MASAŽNA BLAZINA FOOTSY

VSEBINA PAKETA

- Masažna blazina
- Kontrolna enota
- Navodila

TEHNIČNE PODROBNOSTI

- Napajanje: 2 × AAA baterija (niso priložene)
- Frekvenca: 1-100 Hz
- Velikost: 32,5 × 29,5 cm
- Teža: 57,4 g



SESTAVNI DELI



- (1) Masažna blazina
- (2) Kontrolna enota
- (3) Gumb za vklop/večanje intenzivnosti
- (4) Gumb za izklop/manjšanje intenzivnosti
- (5) Gumb za izbiro načina
- (6) Indikatorske lučke
- (7) Konektorji
- (8) Razdelek za baterije
- (9) Pokrov razdelka za baterije

O NAPRAVI

Električna stimulacija mišic (EMS) je način spodbujanja krčenja mišic z uporabo elektrike. Razširjeno se uporablja pri fizioterapiji za jačanje mišic po poškodbah ali pri rehabilitaciji. Pomaga pri preventivi mišične atrofije, poveča obtok krvi in sprošča mišice.

UPORABA

Opomba: Ta naprava ni medicinski pripomoček in je namenjena le domači rabi. Ni namenjena kot zamenjava za napravo, ki bi jo zagotovilo zdravstvo ali predlagal terapevt! Pred prvo uporabo preberite navodila v celoti!

○ NAMESTITEV BATERIJ

- Naprava za delovanje uporablja 2 AAA bateriji.
- Odprite pokrov na zadnji strani kontrolne enote.
- Vstavite baterije in se prepričajte da so pravilno obrnjene.
- Zaprite pokrov.

○ UPORABA

- Postavite masažno blazino na tla tako, da lahko udobno sedite s stopali na označenih delih blazine.
- Kontrolno enoto priključite na dva gumba na masažni blazini.
- Z bosimi nogami stopite na blazino. Naprava ne bo delovala če nosite nogavice.
- Pritisnite in pridržite gumb za vklop (3), da vklopite napravo.
- Izberite vrsto masaže s pritiskanjem na gumb »program«. Obstaja 6 vrst masaže, ki variirajo od neprekinjene masaže do različnih vrst pulzov. Izberite tisto, ki vam najbolj ustreza. Preden eksperimentirate z ostalimi načini, vam predlagamo, da

preizkusite način A, da se navadite na masažo z EMS.

- Indikatorske lučke prikazujejo različne masaže na naslednji način:



- Po izbiri načina masaže pritisnite gumb za vklop (3), da pričnete z masažo. Uporabite gumba "INC"(3)/"DEC"(4) za izbiro intenzivnosti. Priporočamo, da začnete z nizko intenzivnostjo in jo povečate potem, ko se navadite na masažo.
- Obstaja 10 nivojev intenzivnosti. Prikazani so glede na svetlost indikatorskih lučk. Nizka intenzivnost – šibka svetloba; visoka intenzivnost – močna svetloba.
- Masažna blazina deluje 12 min, kar je tudi priporočeni čas masaže. Potem se samodejno izklopi.
- Če želite napravo izklopiti predčasno, pritisnite in pridržite gumb za izklop (4).

OPOZORILA

- Ne uporabljajte naprave za sproščanje bolečin pri ne diagnosticiranih težavah.
- NE UPORABLJAJTE NAPRAVE, če imate srčni spodbujevalnik ali kak drug medicinski vsadek, ste noseči, imate globoko vensko


trombozo, visok pritisk ali katerokoli bolezen srca.

- Uporaba naprave ni priporočena, če imate poškodbe ali rane na nogah in/ali stopalih.
- Napravo uporabljajte le za njen predvideni namen.
- Napravo uporabljajte le za masažo stopal. Uporaba na drugih delih telesa lahko pusti nevarne posledice.
- Izdelek ni vodoodporen. Ne perite in ne uporabljajte ga v vlažnih prostorih (kopalnica).
- Hranite izven dosega otrok in živali.
- Ne razstavljajte. V primeru napake vrnite na pooblaščen servis.
- Hranite v prvotnem pakiranju, ko izdelek ni v uporabi.
- Ne dovolite, da naprava pride v stik s kovinskimi predmeti.
- Uporabljajte le priložene dodatke. Ne spreminjajte na kakršenkoli način.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.