

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

IPL УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА КОСМИ EPICARE

КОМПОНЕНТИ

- IPL Устройство за премахване на косми
- Захранващ кабел
- Потребителско ръководство

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип на лампата: Xenon quartz
- Живот на лампата: 300000 използвания
- Източник на светлина: Интензивна пулсова светлина (IPL)
- Енергия на пулс: 1.5–3.9 J/cm²
- Размер на фокус: 33 × 10 мм²
- Дължина на вълната: 470~1100 нм
- Зарядно: AC 100~240 V @ 12 V DC 2.5~3 A
- Условия за работа – температура: ~5–30°C
- Условия за работа – влажност: ~30–60%
- Тегло: 186 гр
- Размер: 124 × 83 × 48.5 мм



НАЧИН НА РАБОТА

IPL означава технология с Интензивна пулсова светлина. Домашните IPL устройства за премахване на косми използват широк спектър от светлинни пулсове, които се насочват към меланина в активните космени фоликули. При абсорбирането на светлината се нагрява косъма, което разрушава папилата на косъма. Това разрушава само активните фоликули на космите, в резултат на което имате по-малко и по-меки косъмчета. За да осигурите дълготрайни резултати, използвайте устройството веднъж на всеки 2 месеца.

КОМПОНЕНТИ



- (1) Захранване/Отвори за проветряване
- (2) Светлина за интензивност/готовност
- (3) Бутон за светкавица
- (4) Бутон за включване/интензивност
- (5) Вход за охлаждане
- (6) Пролука за светкавицата

ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да използвате уреда, като след това я запазите за по-нататъчна употреба.
- Никога не използвайте устройството ако нямате подходящо окосмяване или цвят на кожата. Терапията е неефективна при руси, сиви, бели или червени косми. Използването на продукта при тъмно кафява или черна кожа може да предизвика раздразнение, изгаряния, загуба на тен, силно зачервяване.
- Консултирайте се със следната таблица за контраст на кожата, за да се уверите, че можете да използвате устройството ефективно и без риск от раздразнение.

Skin \ Hair	Lightest	Light	Medium-Light	Medium	Dark	Darkest
Lightest	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Medium-Light	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Darkest	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Фигура1 Горизонтално: Цвят на кожата; Вертикално: Цвят на косъма

- Най-добрите резултати могат да бъдат постигнати със светла кожа и тъмни косми.
- Не използвайте уреда ако сте бременна или кърмите. Хормоналните промени могат да повлияят на чувствителността на кожата ви.
- Не използвайте този уред ако знаете, че имате проблем с кожата, или болест, или изгаряне.
- Консултирайте се с доктор преди да използвате уреда ако приемате лекарства.
- Не използвайте устройството в зони на кожата с белези, зараснали рани, бенки, рождени белези, сухи или разрушени места на кожата, зърна и т.н.
- Не използвайте устройството при скорошно (поне две седмици) получаване на тен или полагане на изкуствен тен.
- Използвайте устройството на краката и ръцете си.
- Обръснете зоните, които желаете да третирате. Използването на устройството върху небръснати зони може да доведе до нежелани ефекти.
- Почистете кожата си и се уверете, че тя е обръсната и суха, без субстанции като кремове, дезодоранти, лосиони, парфюми, кремове за тен, слънцезащитни кремове и т.н. Използването на устройството в комбинация с кремове, лосиони и други


продукти за грижа за кожата може да доведе до нежелани ефекти.

- Направете тест върху кожата когато използвате устройството за пръв път върху зоните, които искате да обработите, за да определите интензивността на процедурата и да свикнете с терапията. Повече за кожата в раздел: Подготовка за първоначална употреба.

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА УСТРОЙСТВОТО

- Включете захранващия кабел на устройството в контакт.
- Включете устройството като натиснете захранващия бутон (4) за една секунда. Зелената индикаторна светлина се включва и вие ще чуете работата на устройството. Червената светлина на индикатора (2) е включена.
- Преместете устройството по-близо до кожата си, така че прозореца на светкавицата (6) да има директен контакт с повърхността на кожата ви.
- Червената индикаторна светлина (2) трябва да започне да мига когато сензора на устройството засече кожата ви. Ако индикаторната светлина не свети, приближете уреда по-близо до кожата си докато не започне да премигва, или рестартирайте устройството като го изключите и включите отново.

- Настройте нивото на интензивност като натиснете бутона за интензивност (4) за да преминете през различните нива. Нивото на интензивност се вижда чрез сините светлини (2).



- След като зададете нивото на интензивност, поставете отвора на светкавицата върху кожата си и го покрийте напълно. Червената индикаторна светлина ще започне да премигва, което означава, че устройството е готово за работа.
- Натиснете бутона за светкавица (3). Устройството ще пусне една светкавица, след което индикаторната светлина ще изгасне за 1-3 секунди, докато не е готова за използване отново.
- Има два налични режима: автоматичен и ръчен. Устройството започва в ръчен режим.
- За да изберете автоматичен режим, натиснете и задръжте бутона за светкавица за две секунди. Синята индикаторна светлина ще започне да

премигва за да покаже автоматичен режим.

- В автоматичен режим, устройството ще пуска светкавица автоматично, ако го държите близо до кожата си. Премествайте устройството след всяко премигване. Устройството ще спре автоматично да премигва когато е далеч от кожата и ще продължи работата си когато засече кожа отново.
- За да се върнете обратно в ръчен режим, натиснете и задръжте бутона за светкавица (3) за две секунди.
- Устройството ще премине в режим на изчакване ако е оставено без работа 5 минути. Просто натиснете захранващия бутон за да го събудите. Имайте предвид, че интензивността ще се върне към 1 след рестартиране.
- За да изключите устройството, натиснете и задръжте захранващия бутон в продължение на 2 секунди.
- Изключете устройството от контакта и го оставете да изстине за няколко минути.

ПОДГОТОВКА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

- Избръснете и почистете зоните от кожата си, които искате да обработите. Изчакайте поне два часа след бръснене, за да не раздразните кожата си.
- Проверете процепа за светкавица за наличието на прах или косми, като след

това го изчистете с мокри кърпички, напоени с медицински алкохол, за да премахнете натрупванията.

- Извършете тест върху кожата, за да определите най-добрата интензивност и да свикнете с терапията.
- Изберете желаното парче кожа, на което да извършите теста.
- Нагласете интензивността на устройството на 1, след това го поставете върху кожата си под ъгъл 90° (отвора на светкавицата трябва да докосва кожата ви) и натиснете бутона за светкавица (3). Не обработвайте една част от кожата повече от веднъж.
- Преместете устройството на друго място от кожата, увеличете интензивността с едно ниво и повторете същия процес докато не достигнете най-високо ниво, или докато не почувствате дискомфорт/болка.
- Изчакайте да преминат 24 часа от теста за да разберете как кожата ви реагира на процедурата.
- В зависимост от този тест, вие можете да изберете интензивността на процедурата, при която ще се чувствате най-добре и при която ще постигнете най-добри резултати.
- Колкото по-тъмна е кожата ви, толкова по-ниска интензивност трябва да използвате, за да минимизирате страничните ефекти.

- Очакваните ефекти от използването на това устройство са: краткотрайно загряване, леко почервяване, леко пробождане при използване на светкавицата.
- Ако изпитате негативни ефекти, различни от тези, които са описани по-горе, при извършването на теста, говорете с вашия доктор за това дали да използвате устройството.

НАСОКИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОКОСМЯВАНЕТО

- Нормално е космите да са все още видими след първите няколко терапии.
- За да постигнете оптимални резултати, използвайте устройството през седмица, в продължение на 3 месеца. След това използвайте устройството на всеки 2-3 месеца за да поддържате гладкостта на кожата и да намалите израстването на космите.
- Използвайте устройството за да премахнете окосмяването на краката и ръцете си.
- Уверете се, че светкавиците са една след друга за най-добри резултати. Не третирайте една и съща част от кожата повече от веднъж!
- Кожата може да се зачерви леко или да се чувства раздразнена след употреба. Успокойте я с хладка вода или студена влажна кърпа, или торбичка с лед.

- Понякога, след процедура, вашата кожа ще се усеща суха или сърбяща, поради комбинацията от бръснене и употреба на уреда. Ако чувството продължи няколко дни след употреба, използвайте овлажнител без аромат 24 часа след това.
- Могат да се появят изгаряния, прекомерни зачервявания или потене ако използвате устройството на твърде висока за вашата кожа степен. Намалете интензивността следващия път, в който използвате устройството. Ако това продължи повече от три дни, консултирайте се с доктор.
- Не прилагайте козметични продукти към кожата си след процедурата.

- Ако червената светлина не свети при употреба на устройството, тогава то не работи както трябва. Преместете устройството по-близо до кожата или го включете и изключете отново.
- Използването на устройството в неоптимално състояние може да го прегрее, което би задействало режима за защита от прегряване. В този режим синята светлина мига непрекъснато, а функцията светкавица е изключена. Когато вътрешната температура на устройството се върне към обичайните нива, светлините ще спрат да премигват и вие ще можете да го използвате отново. Интензивността на светкавицата ще се върне към 1.

- Никога не оставяйте устройството без надзор когато е включено.
- Уреда не съдържа компоненти, които могат да бъдат поправени от потребителя. Не разглобявайте.
- Изключете продукта, когато не го използвате.
- Не използвайте устройството при бенки, лунички, големи вени, по-тъмни пигментирани зони, белези, татуировки или други кожни аномалии. Това може да доведе до изгаряне и/или промяна в цвета на кожата.
- Внимателно проверете таблицата в раздел *Преди употреба* за да проверите дали цвета на кожата ви и цвета на окосмяването ви са съвместими с тази терапия.
- Избягвайте слънчевите бани при честото използване на уреда (на всеки две седмици).
- Ако изпитате болка или дискомфорт, намалете интензитета.

ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте устройството преди и след всяка употреба. Използвайте мокри кърпички, напоени с медицински алкохол, за да почистите процепа за светкавица.
- Не потапяйте продукта във вода за да го почистите.
- Приберете продукта в опаковката си когато не го използвате и го съхранявайте в суха стая.
- Дръжте далеч от деца.
- Ако устройството спре да работи, не се опитвайте да го поправите сами.

ВНИМАНИЕ



- Не потапяйте във вода и не използвайте вода за да почистите устройството.
- Дръжте далеч от деца.
- Използвайте само върху краката и ръцете си.
- При никакви обстоятелства не използвайте устройството в близост до очите си. Има риск от ослепяване.
- Не използвайте устройството ако някоя от частите е повредена.
- Уверете се, че нищо не пречи на преминаването на въздух през отворите за охлаждане.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния

десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



 	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с <i>2012/19/EC</i> за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	---