

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### EPICARE IPL SZŐRTELENÍTŐ KÉSZÜLÉK

#### KOMPONENSEK

- Epicare IPL szőrtelenítő készülék
- Tápkábel
- Használati utasítás

#### MŰSZAKI ADATOK


- Lámpacső típusa: Xenon kvarccső
- Lámpacső élettartama: 300000 felhasználás
- Fényforrás: Intenzív impulzusos fény (IPL)
- Egy impulzusra eső energia: 1,5–3,9 J / cm<sup>2</sup>
- Élesség: 33 × 10 mm<sup>2</sup>
- Hullámhossz: 470 ~ 1100 nm
- Hálózati adapter: AC 100 ~ 240 V @ 12 V DC 2,5 ~ 3 A
- Üzemi feltételek - hőmérsékleti tartomány: ~ 5–30 ° C
- Működési feltételek - páratartalom: ~ 30–60%
- Súly: 186 g
- Méret: 124 × 83 × 48,5 mm



#### MŰKÖDÉSI ELV

Az IPL az intenzív impulzusfényű technológiát jelenti. Az otthoni IPL szőrtelenítő eszközök enyhe széles spektrumú fényimpulzusokat bocsátanak ki, amelyek a melanint célozzák meg az aktív szőrhagymában. Amint a fény elnyelődik illetve behatol, a szőrtengely felmelegszik és elpusztítja a szőrtermelő papillát. Ez pedig elpusztítja az aktív szőrtüszőket, kevesebb és gyengébb szőrszálakat eredményezve. A tartós eredmények biztosítása érdekében két hetente legalább két hónapig használja a készüléket.

#### KOMPONENSEK



- (1) Teljesítménybemeneti/hűtőventilátor
- (2) Intenzitás/készenléti fény
- (3) Villogó gomb
- (4) Bekapcsoló/intenzitás gomb
- (5) Hűtő bemeneti szellőzőnyílás
- (6) Villogó ablak

#### HASZNÁLAT ELŐTT

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és mentse el későbbi felhasználás céljából.
- Soha ne használja a készüléket, ha a szőrzete vagy a bőre színe nem megfelelő. A kezelés nem hatékony szőke, szürke, fehér vagy vörös szőrtüszőkre. A termék sötétbarna vagy fekete bőrön történő használata irritációt, égési sérüléseket, elszíneződést és erős pirosságot okozhat.
- Ellenőrizze a következő bőr és szőrkontraszt táblázatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a készüléket hatékonyan tudja-e

használni a saját bőrén és nem érinti majd irritáció.

Skin \ Hair	Lightest	Light	Medium-Light	Medium	Medium-Dark	Dark	Darkest
Lightest	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Medium-Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Medium-Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Darkest	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Figure 1 Horizontally: Skin color; Vertically: Hair color


- A legjobb hatást tiszta bőrön és sötét szőrszálak esetén érheti el.
- Ne használja a készüléket, ha állapotos vagy szoptat. A hormonális változások befolyásolhatják bőrének érzékenységét.
- Ne használja a készüléket, ha ismert bőrbetegsége van vagy ha nap okozta égési sérülései vannak.
- Ha bármilyen gyógyszert szed, használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja a készüléket olyan bőrfelületen, amelyen hegek, meggyógyult sebek, anyajegyek, születési jelek vannak, vagy száraz és érzékeny illetve repedt bőre, mellbimbója stb. van.

- Ne használja a készüléket nemrégiben (legalább két héttel ezelőtt) természetesen vagy önbarnító használat által leburnult bőrön.
- A készüléket csak a lábain és a karjain használja.
- Borotválja le a kezelni kívánt területeket. A készülék borotvátlan területeken történő használata nemkívánatos hatásokat válthat ki.
- Tisztítsa meg bőrét és ellenőrizze, hogy a szőrzete száraz-e és minden olyan anyagtól mentes, mint például krémek, dezodorok, testápolók, parfümök, barnítókrémek, napvédő krémek stb.
- Végezzen tesztelést mielőtt először használni kezdené a készüléket, hogy meghatározza melyik intenzitású kezelés felel meg az Ön számára. Bővebben a bőrtesztről a következő fejezetben: Előkészítés az első használatra.

## KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Dugja a hálózati kábelt a készülékbe majd az elektromos fali aljzatba.
- Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb (4) egy másodperces megnyomásával. A zöld jelzőfény kigyullad és hallani fogja, hogy a készülék működni kezdjen. A piros jelzőfény (2) világítani kezd.

- Helyezze a készüléket szorosan a bőréhez, hogy a villogó ablak (6) közvetlenül érintkezzen a bőr felületével.
- A piros jelzőfénynek (2) villognia kell, amikor a készülékben található érzékelő érzékeli a bőrt. Ha a visszajelző lámpa nem villog, helyezze közelebb a bőréhez, amíg villogni nem kezd, vagy indítsa újra a készüléket a ki- és bekapcsoló gomb megnyomásával.
- Állítsa be az intenzitás szintjét az intenzitásgomb (4) megnyomásával, hogy a különböző szinteken áthaladjon. Az intenzitás szintjét a kék fény jelzi (2).



- Miután beállította az intenzitás szintjét, helyezze a villogóablakot a bőrére és fedje azt be teljesen. A piros jelzőfény villogni kezd, vagyis a készülék készen áll a működésre.
- Nyomja meg a villogó gombot (3). A készülék egyszer felvillog és a jelzőfény 1-3 másodpercre kialszik, amíg az újra nem áll készen a használatra.

- Kétféle mód áll rendelkezésre: automatikus és kézi. A készülék kézi üzemmódban indul.
- Az automatikus üzemmód kiválasztásához tartsa lenyomva a villogó gombot két másodpercig. A kék jelzőfények villogni kezdenek, jelezve az automatikus üzemmódot.
- Automatikus módban a készülék automatikusan villogni kezd, ha a bőr közelében tartja. Mozgassa a készüléket minden villogás után. A készülék nem villog, amikor eltávolítja a bőrtől, és továbbra is villogni kezd, amikor ismét felismeri a bőr közelét.
- A kézi üzemmódba való visszatéréshez tartsa lenyomva a villogó gombot (3) két másodpercig.
- A készülék készenléti állapotba kerül, ha 5 percig nincs működtetve. Egyszerűen kattintson a bekapcsoló gombra, hogy a készülék újra beinduljon. Vegye figyelembe, hogy az újraindítás után az intenzitás visszatér 1-re.
- A készülék leállításához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot két másodpercig.
- Húzza ki a készüléket a tápkábelből, és hagyja kihűlni néhány percig.

## ELŐKÉSZÍTÉS AZ ELSŐ HASZNÁLATRA

- Borotválja le és tisztítsa meg a bőrét a kezelendő területeken. Borotválkozás után várjon legalább két órát, hogy a bőrirritáció enyhüljön.

- Ellenőrizze a villogó ablakban, hogy nincs-e beszorult por vagy haj, és tisztítsa meg orvosi alkoholos törülközővel a szennyeződések eltávolítása érdekében.
- Végezzen bőrvizsgálatot a legjobb intenzitású szint meghatározására és a szokásos hozzáállású fényalapú kezeléshez.
- Válassza ki a kívánt bőrfelületet, amelyen elfogja végezni a tesztet.
- Állítsa az eszköz intenzitását 1-re, majd helyezze a bőrre 90°-os szögben (a villogó ablaknak szorosan érintkeznie kell a bőrhöz), és nyomja meg a villogó gombot (3). Ne villanyjon egynél többször egyes bőrfelületeken.
- Helyezze a készüléket egy másik bőr felületre, növelje az intenzitást egy szinttel, és ismételje meg ugyanazt a folyamatot, amíg el nem éri a legmagasabb szintet, vagy amíg nem érez kellemetlenséget/fájdalmat.
- Várjon 24 órát a teszt után, hogy megtudja, hogyan reagál a bőre a kezelésre.
- Ennek a tesztnek az alapján kiválaszthatja a kezelés intenzitását, amely a legkényelmesebb az Ön számára, és amellyel a legjobb eredményeket érheti el.
- Minél sötétebb a bőre, annál alacsonyabb beállítást kell használni a káros mellékhatások minimalizálása érdekében.
- A készülék használatának várható hatásai: Rövid távú meleg érzés, enyhe bőrpírosság, enyhe csípés a villogás használatakor.

- Ha a bőrteszt elvégzésekor a fent leírtak kivételével más negatív hatást tapasztal, beszéljen orvosával a készülék használatáról.

## SZŐRELTÁVOLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- Normális, hogy a szőrszálak még az első néhány kezelés után is láthatóak lesznek.
- Az optimális eredmény elérése érdekében két hetente egyszer, legfeljebb három hónapig használja a készüléket. Ezután 2–3 havonta egyszer használja a készüléket a bőr simaságának megőrzése és a szőrnövekedés csökkentése érdekében.
- A készüléket csak a lábai és a karjai szőrszállainak eltávolítására használja.
- A legjobb eredmény elérése érdekében ügyeljen arra, hogy a villogók szorosan összeálljanak. Soha ne villogjon ugyanazon a bőr felületen több, mint egyszer!
- A bőr használat után enyhe bőrpírosságot vagy bizsergő érzést mutathat. Nyugtassa le bőrét hideg vízzel, hideg vizes ruhával vagy jégcsomagolással.
- Előfordul, hogy a kezelés után a borotválkozás és az eszköz kombinációja miatt a bőr kiszáradhat vagy viszkethet. Ha ez az érzés néhány napig fennáll, akkor a kezelés után 24 órán keresztül használjon nem illatos hidratálót a felület környékén.
- Égéssel, túlzott vörösséggel vagy duzzanattal járhat, ha a készüléket olyan beállításon használja, amely túl magas a bőrtípusához. A készülék következő használatakor

csökkentse az intenzitást. Ha ez több, mint három napig fennáll, keresse fel orvosát.

- A kezelés után ne rakjon kozmetikai termékeket a bőrére.

## TISZTÍTÁS, TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítsa meg a készüléket minden használat előtt és után. A villogó ablak tisztításához használjon orvosi alkoholos törlőkendőt.
- Ne merítse a terméket vízbe tisztítás céljából.
- Ha nem használja a készüléket, helyezze a csomagolásába és tárolja száraz helyen.
- Gyerekektől elzárva tartandó.
- Ha a készülék nem működik, ne próbálja egyedül megjavítani.
- Ha a készülék használatkor a piros lámpa nem villog, akkor nem működik megfelelően. Helyezze a készüléket közelebb a bőrhöz, vagy kapcsolja ki, majd újra be.
- Ha a készüléket nem optimális körülmények között használja, akkor az túlmelegedhet, ami kiváltja a túlmelegedés elleni védelmi módot. Ebben a módban az összes kék lámpa egyszerre villog, és a villogó funkció ki van kapcsolva. Amikor a készülék belső hőmérséklete normalizálódik, a lámpák nem villognak és újra használhatja a készüléket. A villogás intenzitása visszatér 1-re.

## FIGYELMEZTETÉS

- Ne merítse vízbe és ne használjon vizet a készülék tisztításához.
- Gyerekektől távol tartandó.
- A készüléket csak a lábain és karjain használja.
- Semmilyen körülmények között ne használja a készüléket a szemén vagy annak közelében. Ez vakságot okozhat.
- Ne használja a készüléket, ha annak bármely része sérült.
- Ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a légáramot a hűtőventilátorokon.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket bekapcsolt állapotban.
- Ez a készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne szerelje szét a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket amikor nem használja.
- Ne használja a készüléket anyajegyeknél, szeplőkön, nagy vénáknál, sötétebb pigmentált területeken, hegeknél, tetoválásoknál vagy más bőr rendellenességeknél. Ez égési sérülést és/ vagy a bőr színének megváltozását eredményezheti.
- A Használat előtt fejezetben gondosan ellenőrizze, hogy a bőr tónusa és a szőr színe összeegyeztethető-e a kezeléssel.
- Kerülje a napozást, ha a készüléket rendszeresen (kéthetente) használja.

- Ha fájdalmat vagy kellemetlenséget tapasztal, csökkentse a villogás erejét.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logóinkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a készüléken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.
--	---