

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

EPILATOR IPL EPICARE

COMPONENTE

- Epilator IPL pentru epilare definitiva
- Cablu de alimentare
- Manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE


- Tipul tubului de lampă: Tub de quartz Xenon
- Durata de viață a tubului lămpii: 300000 de utilizări
- Sursa de lumină: Lumina intens pulsată (IPL)
- Energie per impuls: 1.5–3.9 J/cm²
- Dimensiunea ariei de focalizare: 33 × 10 mm²
- Lungime de undă: 470–1100 nm
- Adaptor de alimentare: AC 100~240 V @ 12 V DC 2.5~3 A
- Condiții de exploatare - interval de temperatură: ~5–30°C
- Condiții de exploatare - umiditate: ~30–60%
- Greutate: 186 g
- Dimensiuni: 124 × 83 × 48.5 mm



PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

IPL este acronimul de la lumină intens pulsată (intense pulsed light) Dispozitivele de îndepărtare a părului pentru uz casnic IPL utilizează impulsuri de lumină ușoare cu spectru larg care vizează melanina în foliculii dvs. activi de păr. Pe măsură ce lumina este absorbită, axul părului este încălzit, ceea ce distruge papilele producătoare de păr. Acest lucru distruge numai foliculii de păr activi, rezultând în fire de păr mai subțiri și mai moi. Pentru a asigura rezultate de lungă durată, utilizați dispozitivul o dată la două săptămâni, timp de cel puțin 2 luni.

COMPONENTE



- (1) Alimentare /orificii de aerisire
- (2) Intensitate / indicator LED "gata de utilizare"
- (3) Buton - declanșare
- (4) Buton - pornire/intensitate
- (5) Ventilator de răcire
- (6) Fereastră de emisie

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe viitoare.
- Nu folosiți niciodată acest aparat dacă culoarea părului sau a pielii dvs. nu sunt potrivite pentru utilizarea sigură a acestui aparat. Tratamentul nu este eficient pentru părul blond, gri, alb sau roșcat. Utilizarea aparatului pe pielea întunecată sau colorată poate provoca iritații, arsuri, decolorare, roșeață severă.
- Consultați următorul tabel pentru a vă asigura că puteți utiliza dispozitivul în mod eficient și fără riscuri pentru sănătate.

Skin \ Hair	Lightest	Light	Medium-Light	Medium	Dark	Black
Lightest	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Medium-Light	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Black	✗	✗	✗	✗	✗	✗


Fig. 1 Orizontal: Culoarea pielii; Vertical: Culoarea părului

- Cele mai bune rezultate pot fi obținute dacă tenul este deschis și părul închis la culoare.
- Nu folosiți dispozitivul dacă sunteți gravidă sau alăptați. Schimbările hormonale ar putea influența sensibilitatea pielii dvs.
- Nu folosiți acest dispozitiv dacă aveți o afecțiune a pielii, o boală de piele sau o arsură solară.
- Consultați medicul înainte de utilizare dacă luați orice medicament.
- NU folosiți dispozitivul pe zone ale pielii cu leziuni, zone ale pielii care nu sunt vindecate complet în urma leziunilor, pe alunițe, semne de naștere, piele uscată, piele sensibilă, în zona sfârcurilor etc.
- Nu folosiți dispozitivul pe pielea bronzată sau pielea bronzată într-un mod artificial (cu mai puțin de două săptămâni în urmă).
- Folosiți dispozitivul numai pe picioare și pe brațe.
- Bărbieriți părul în zonele pe care doriți să le tratați. Utilizarea dispozitivului pe zonele nebărbierite poate produce efecte nedorite.
- Curățați pielea, asigurați-vă că ați îndepărtat toate firele de păr și că pe piele nu sunt aplicate substanțe precum creme, deodorante, loțiuni, parfumuri, creme de bronzare, creme de soare etc. Utilizarea dispozitivului în combinație cu creme, loțiuni și alte produse de îngrijire a pielii poate produce efecte nedorite.
- Atunci când utilizați dispozitivul pentru prima dată, efectuați un test pe piele, pe fiecare dintre zonele pe care doriți să le

tratați, pentru a determina intensitatea tratamentului și pentru a vă obișnui cu un tratament pe bază de lumină. Mai multe informații despre testul pe piele veți putea găsi în capitolul: Prima utilizare.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- Conectați cablul de alimentare la dispozitiv și la o priză electrică.
- Porniți dispozitivul apăsând și ținând apăsat butonul de pornire (4) timp de o secundă. Indicatorul verde se va aprinde și veți putea auzi dispozitivul în funcțiune. Indicatorul roșu (2) este aprins.
- Aduceți dispozitivul mai aproape de piele, astfel încât fereastra de emisie (6) să fie în contact cu suprafața pielii.
- Indicatorul roșu (2) va începe să clipească atunci când senzorul din dispozitiv detectează pielea dvs. Dacă indicatorul nu clipește, apropiați dispozitivul mai aproape de pielea dvs. până când acesta începe să pâlpâie sau reporniți dispozitivul prin oprirea și repornirea acestuia.
- Setați nivelul de intensitate apăsând butonul de intensitate (4) pentru a comuta între diferitele niveluri de intensitate. Nivelul de intensitate este indicat de indicatorul luminos albastru (2).



- După ce ați setat nivelul de intensitate, așezați fereastra de emisie pe piele astfel încât să acopere pielea cu toată suprafața sa. Indicatorul roșu va începe să clipească, ceea ce înseamnă că dispozitivul este gata să emită impulsuri luminoase.
- Apăsăți butonul de declanșare (3). Dispozitivul va emite un impuls luminos, iar indicatorul se va stinge timp de 1-3 secunde până când dispozitivul este pregătit pentru a fi folosit din nou.
- Sunt disponibile două moduri: Automat și manual. Atunci când este pornit, dispozitivul se află în modul manual.
- Pentru a selecta modul automat, apăsați și mențineți apăsat butonul de declanșare timp de două secunde. Indicatorul luminos albastru va începe să clipească indicând selectarea modului automat.
- În modul automat, dispozitivul va declanșa automat impulsurile luminoase dacă îl țineți aproape de piele. Mutați dispozitivul după fiecare bliț. Dispozitivul va înceta să emită impulsuri luminoase atunci când este îndepărtat de pe piele și va continua să

emită impulsuri luminoase atunci când va detecta din nou pielea.

- Pentru a reveni la modul manual, apăsați și mențineți apăsat butonul de declanșare (3) timp de două secunde.
- Dispozitivul va intra în modul standby dacă nu este utilizat timp de 5 minute. Pur și simplu apăsați butonul de pornire pentru a activa dispozitivul. Rețineți că intensitatea va reveni la nivelul 1 după repornire.
- Pentru a opri dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de două secunde.
- Deconectați dispozitivul de la cablul de alimentare și lăsați-l să se răcească timp de câteva minute.

PRIMA UTILIZARE.

- Bărbieriți părul și curățați pielea în zonele pe care doriți să le tratați. Așteptați cel puțin două ore după bărbierit, pentru a calma roșeața și iritația pielii.
- Verificați dacă fereastra de emisie nu este contaminată cu praf sau fire de păr și curățați suprafața ferestrei cu o cârpă ușor umezită cu alcool medical.
- Efectuați un test pe piele pentru a determina cel mai bun nivel de intensitate și pentru a vă obișnui cu un tratament pe bază de lumină.
- Alegeți o zonă pe piele pentru a efectua testul.
- Setati intensitatea dispozitivului la 1, apoi așezați-l pe piele la un unghi de 90 °

(fereastra de emisie trebuie să atingă puțin pielea) și apăsați butonul de declanșare (3). Nu declanșați un impuls luminos mai mult de o singură dată pe aceeași porțiune a pielii.

- Mutați dispozitivul pe o altă zonă a pielii, creșteți intensitatea până la următorul nivel și repetați aceeași procedură, până când atingeți cel mai înalt nivel sau până când simțiți disconfort/durere.
- Așteptați 24 de ore după efectuarea acestui test pentru a vedea cum reacționează pielea dvs. la tratament.
- Pe baza acestui test, alegeți intensitatea tratamentului la care vă simțiți cel mai confortabil și care a oferit cele mai bune rezultate.
- Cu cât pielea dvs. este mai întunecată, cu atât este mai scăzut nivelul de intensitate pe care trebuie să îl alegeți, pentru a minimiza efectele adverse.
- Posibile efecte ale utilizării dispozitivului: Senzație de căldură pe termen scurt, roșeață ușoară, o înțepătură ușoară de fiecare dată când este declanșat impulsul luminos.
- Dacă în urma utilizării acestui dispozitiv observați efecte negative, altele decât cele descrise mai sus, contactați medicul pentru a obține o consultație și a adresa toate întrebările cu privire la utilizarea dispozitivului.

GHID PENTRU EPILARE

- Este normal ca firele de păr să fie încă vizibil după primele câteva utilizări.
- Pentru a obține rezultate optime, utilizați dispozitivul o dată la două săptămâni timp de maxim 3 luni. Ulterior, folosiți aparatul la fiecare 2-3 luni pentru a menține pielea netedă și pentru a inhiba creșterea părului.
- Folosiți dispozitivul numai pentru a îndepărta părul de pe picioare și brațe.
- Pentru a obține rezultate optime asigurându-vă cu fiecare zonă a pielii este supusă tratamentului. Nu declanșați un impuls luminos mai mult de o singură dată pe aceeași porțiune a pielii!
- Pielea poate prezenta semne de o ușoară roșeață sau o senzație de furnicături după utilizare. Puteți calma pielea cu apă rece, o cârpă umedă și rece sau un pachet de gheață.
- Uneori, după tratament, pielea poate fi uscată sau poate prezenta semne de mâncărime din cauza combinației dintre bărbierit și folosirea acestui aparatului. Dacă senzația persistă timp de câteva zile, aplicați o cremă hidratantă fără parfum pe zona afectată.
- Utilizarea dispozitivului la un nivel de intensitate prea mare pentru tipul dvs. de piele poate provoca arsuri, roșeață excesivă sau inflamație. Scădeți intensitatea la următoarea utilizare a dispozitivului. Dacă efectele negative persistă mai mult de trei zile, consultați medicul dvs.

- Nu aplicați produse cosmetice pe pielea dvs. după utilizarea acestui dispozitiv.

CURĂȚAREA, DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Curățați dispozitivul înainte și după fiecare utilizare. Curățați suprafața ferestrei de emisie cu o cârpă ușor umezită cu alcool medical.
- Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide pentru curățare.
- Puneți produsul în ambalajul său original atunci când nu îl folosiți și depozitați-l într-un loc uscat.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Dacă dispozitivul nu mai funcționează, nu încercați să îl reparați singur.
- Dacă indicatorul luminos roșu nu clipește atunci când utilizați dispozitivul, atunci aceasta nu funcționează corect. Țineți dispozitivul mai aproape de piele sau opriți-l și porniți-l din nou.
- Utilizarea dispozitivului în condiții sub-optime poate provoca supraîncălzirea acestuia, ceea ce va declanșa modul de protecție împotriva supraîncălzirii. În acest mod, toate elementele LED ale indicatorului luminos albastru clipește simultan, iar funcția de declanșare a impulsului luminos este oprită. Când temperatura internă a dispozitivului revine la normal, indicatorul luminos albastru nu mai clipește și dispozitivul poate fi folosit din nou. Nivelul de intensitate va reveni automat la 1.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Nu scufundați în apă și nu folosiți apă pentru a curăța dispozitivul.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Folosiți dispozitivul numai pe picioare și pe brațe.
- Nu folosiți dispozitivul în niciun caz pe ochi sau aproape de ochi. Acest lucru poate provoca orbirea!
- Nu folosiți dispozitivul dacă vreo parte a acestuia este deteriorată.
- Asigurați-vă că nimic nu împiedică circulația aerului prin orificiile de aerisire.
- Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat atunci când este pornit.
- Acest aparat nu conține componente care pot fi reparate de utilizator. Nu dezamblați.
- Opriți dispozitivul imediat după utilizare.
- Nu folosiți dispozitivul pe alunițe, pistrii, vene mari, zone pigmentate sau mai închise la culoare, cicatrici, tatuaje sau alte anomalii ale pielii. Aceasta poate duce la o arsură sau/și o schimbare a culorii pielii.
- Înainte de utilizare verificați cu atenție tabelul de compatibilitate pentru a verifica dacă tonul pielii dvs. și culoarea părului sunt potrivite pentru a fi tratate cu ajutorul acestui dispozitiv.
- Evitați expunerea la soare atunci când utilizați acest dispozitiv în mod regulat (la fiecare două săptămâni).
- Dacă simțiți durere sau disconfort, reduceți intensitatea impulsului luminos.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	<p>Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
--	---