

NAVODILA

SET ZA ODTIS DLANI IN STOPAL BABYPRINT

VSEBINA PAKETA

- Babyprint blazinica
- 2 kartici za odtis

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Črnilo za žige
- Oblika: pravokotnik
- Velikost: 9,5 * 5,7cm
- Število odtisov: 2
- Barva: črna

UPORABA



Korak 1:

Odstranite vse iz embalaže in postavite na mizo ali na tla. Postavite blazinico Babyprint s črnilom navzdol na priloženo belo kartico za odtis.



Korak 2:

Nežno pritisnite roko ali nogo otroka na blazinico s črnilom Babyprint. Pritisnite dovolj močno, da ustvarite odtis. Če se otrok premika, ni problema! Vsaka podloga za črnilo Babyprint vsebuje dve

kartici za odtis, ki ju lahko uporabite največ dvakrat. Blazinica s črnilom bo poskrbela za roke in noge do 5,7 cm širine x 8,9 cm.



Korak 3:

Ko je odtis prenesen na kartico za odtis, počasi odstranite blazinico s črnilom Babyprint. Pustite, da se odtis suši 24 do 48 ur in ga nato razstavite v vašem domu!

POMEMBNO

- Tega izdelka ne uporabljajte v bližini vode ali vnetljivih snovi
- Izdelek čistite s suho krpo
- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih sredstev
- Ne potaplajte v tekočino
- Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi
- Hranite na suhem mestu, kjer ni prahu
- Upoštevajte okoljske predpise za recikliranje

